



DEMANDE D'ANALYSES BACTERIOLOGIE ALIMENTAIRE



Contrat ou Devis n°

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MOBILITE
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
(Pour tout dépôt en dehors de ces horaires, merci de contacter le LDA53)



Les échantillons nécessitent des contenants adaptés et des conditions de conservation particulières. Contactez-nous avant d'effectuer vos prélèvements.

CLIENT (demandeur de l'analyse)
Code Client LDA53 :
Société :
Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal : Commune :
Tél : Mail :
Contact pour analyses :
N° SIRET :

RAPPORTS D'ANALYSES (Résultats)
Destinataires : <input type="checkbox"/> Client <input type="checkbox"/> Autre (préciser nom société et adresse)
Transmission : <input type="checkbox"/> Mail (ou extranet)* <input type="checkbox"/> Courrier * possible après signature d'un contrat de services

FACTURATION (Payeur)
<input type="checkbox"/> Client <input type="checkbox"/> Autre (préciser nom société et adresse complète) :

PRELEVEMENTS des échantillons (Contenants, collecte et transport)
Contenants LDA53 : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Prélevé par : <input type="checkbox"/> LDA53 Initiales..... <input type="checkbox"/> Client <input type="checkbox"/> Autre.....
Collecté par : <input type="checkbox"/> LDA53 Initiales..... <input type="checkbox"/> Autre.....
T°C : <input type="checkbox"/> Froid ⊕..... <input type="checkbox"/> Froid ⊖..... <input type="checkbox"/> Ambiante

Accord pour analyses	Partie réservée au LDA53 (initiales)	
Date :	Acceptation accueil (date, heure)	Acceptation technique
Nom :		Chimie Bact
Signature :	Enregistrement	Validation
		Chimie Bact

OBSERVATIONS

Vous pouvez consulter les tarifs, les méthodes d'analyses, les accréditations et les agréments relatifs aux paramètres listés dans ce document sur www.Lda53.fr et dans le catalogue en vigueur. Toutes les prestations fournies par le LDA53 sont soumises aux conditions générales du LDA53. Toutes les prestations fournies par le LDA53 sont soumises aux conditions générales du LDA53.

Type d'échantillons : <input type="checkbox"/> Produits crus <input type="checkbox"/> Produits cuits <input type="checkbox"/> Produits pasteurisés <input type="checkbox"/> Poudres de lait <input type="checkbox"/> Aliments pour animaux <input type="checkbox"/> Chiffonnettes <input type="checkbox"/> Lames de surface <input type="checkbox"/> Boîtes contact <input type="checkbox"/> Autres :
Stade du prélèvement : <input type="checkbox"/> En cours de production <input type="checkbox"/> Mise sur le marché Date et heure du prélèvement :

Paramètres analytiques demandés : (à préciser uniquement pour les clients hors contrats/devis)	
<input type="checkbox"/> Anaérobies sulfito-réducteurs <input type="checkbox"/> <i>Bacillus cereus</i> présomptifs <input type="checkbox"/> Bactéries lactiques mésophiles <input type="checkbox"/> <i>Campylobacter</i> spp (dénombrement) <input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i> <input type="checkbox"/> <i>Cronobacter</i> spp (recherche) <input type="checkbox"/> <i>E. coli</i> O157 (recherche) <input type="checkbox"/> <i>E. coli</i> glucuronidase ⊕ <input type="checkbox"/> Entérobactéries (dénombrement) <input type="checkbox"/> Entérobactéries (recherche) <input type="checkbox"/> Levures/moisissures <input type="checkbox"/> <i>Listeria monocytogenes</i> (dénombrement) <input type="checkbox"/> <i>Listeria monocytogenes</i> (recherche)	<input type="checkbox"/> Microorganismes à 30°C <input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas</i> spp présomptifs <input type="checkbox"/> <i>Salmonella</i> spp (ISO) <input type="checkbox"/> <i>Salmonella</i> spp (24 heures) Sérotypage si ⊕ OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Salmonella</i> spp (48 heures) Sérotypage si ⊕ OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Salmonella</i> spp (export USA) <input type="checkbox"/> Staphylocoques à coagulase ⊕ <input type="checkbox"/> Contrôle de stabilité des conserves <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> Phosphatase



Accréditation
N° 1-0674
Portée disponible sur
www.COFRAC.fr

LDA53 224 rue du Bas des Bois BP 1427 53014 LAVAL Cedex
☎ 02.43.56.36.81 ☎ 02.43.56.49.10 www.Lda53.fr ✉ Lda53@lamayenne.fr

N °dossier LDA 53	Description de l'échantillon	État	Date de fabrication	Date de péremption	Code menu LDA53
Réservé laboratoire		<input type="checkbox"/> réfrigéré <input type="checkbox"/> congelé <input type="checkbox"/> sous vide <input type="checkbox"/> sec			Réservé laboratoire
			Analyse à faire à : <input type="checkbox"/> réception <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> Test de vieillissement, préciser : J +		
Réservé laboratoire		<input type="checkbox"/> réfrigéré <input type="checkbox"/> congelé <input type="checkbox"/> sous vide <input type="checkbox"/> sec			Réservé laboratoire
			Analyse à faire à : <input type="checkbox"/> réception <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> Test de vieillissement, préciser : J +		
Réservé laboratoire		<input type="checkbox"/> réfrigéré <input type="checkbox"/> congelé <input type="checkbox"/> sous vide <input type="checkbox"/> sec			Réservé laboratoire
			Analyse à faire à : <input type="checkbox"/> réception <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> Test de vieillissement, préciser : J +		
Réservé laboratoire		<input type="checkbox"/> réfrigéré <input type="checkbox"/> congelé <input type="checkbox"/> sous vide <input type="checkbox"/> sec			Réservé laboratoire
			Analyse à faire à : <input type="checkbox"/> réception <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> Test de vieillissement, préciser : J +		
Réservé laboratoire		<input type="checkbox"/> réfrigéré <input type="checkbox"/> congelé <input type="checkbox"/> sous vide <input type="checkbox"/> sec			Réservé laboratoire
			Analyse à faire à : <input type="checkbox"/> réception <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> Test de vieillissement, préciser : J +		
Réservé laboratoire		<input type="checkbox"/> réfrigéré <input type="checkbox"/> congelé <input type="checkbox"/> sous vide <input type="checkbox"/> sec			Réservé laboratoire
			Analyse à faire à : <input type="checkbox"/> réception <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> Test de vieillissement, préciser : J +		
Réservé laboratoire		<input type="checkbox"/> réfrigéré <input type="checkbox"/> congelé <input type="checkbox"/> sous vide <input type="checkbox"/> sec			Réservé laboratoire
			Analyse à faire à : <input type="checkbox"/> réception <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> Test de vieillissement, préciser : J +		